




## DELİCİ – KESİCİ, TIBBİ ATIK KUTUSU (60 L) TEKNİK ŞARTNAMESİ (J01-01F398)

- 1- Tıbbi atık kutusuna tetkik, tanı ve tedavi amacıyla kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, damar kateterleri gibi delici ve kesici atıkların güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve nakliyesine uygun olmalıdır.
- 2- Tıbbi atık kutusu delinme, kesilme ve kırılma riskine karşı orijinal polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Tıbbi atık kutusu üzerinde geriye dönüşüm işareti olmamalıdır.
- 4- Tıbbi atık kutusunun üzerinde iki taraflı taşıma kulpu bulunmalıdır.
- 5- Tıbbi atık kutusuna atılan atıkların dökülmesini, geri alınmasını veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
- 6- Tıbbi atık kutusu üzerindeki kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
- 7- Tıbbi atık kutusu çift kapaklı ve kapağı kilitli olmalıdır.
- 8- Tıbbi atık kutusunun rengi, kırmızı veya sarı-kırmızı olmalıdır.
- 9- Tıbbi atık kutusunun üzerinde uluslararası “Biyotehlike” amblemi etiketi olmalı ile “Dikkat Kesici – Delici Tıbbi Atık” yazısı bulunmalıdır.
- 10- Tıbbi atık kutusu 60 litre, 56 cm yüksekliğinde ve 43 cm çapında veya 36\*36 cm şeklinde olmalıdır ( $\pm 10$ ).
- 11- Tıbbi atık kutusu en az 1 - 2 mm kalınlığında olmalıdır.
- 12- Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı, altı düz, kullanımını pratik ve kolay kullanılmalıdır.
- 13- Tıbbi atık kutusu üzerinde CE işareti olmalıdır.
- 14- Teklif veren her istekli teklif ve teslim edeceği ürüne ait bir adet numuneyi teklif mektubu ile birlikte vermelidir. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2/7/2020

  
**Ali DURMAZ**  
Hastane Müdür Yrd.

  
**Hacı BOZKURT**  
Tıbbi Atık Birimi

  
**Yüksel YAĞMUROĞLU**  
Tıbbi Atık Birimi