



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0  
İstem Tarihi : 12/01/2021  
Bölüm Adı : Periton Diyaliz Stoğu

Döküm Tarihi : 12/01/2021 13:51:00

**Malzeme Kodu** : J01-016658  
**Malzeme Adı** : NF1028 PERİTON DİYALİZ KATETERİ İÇİN BAĞLANTI SETİ (ARA SET) (DÖNER KLEMPLİ)

ÇAPD Ultra Transfer (Bağlantı) Seti


- " Ultra transfer set periton diyalizi tedavisinde, titanyum adaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara set olarak kullanılmalıdır.
- " Üzerinde karın içine ve dışına sıvı akışını kontrol eden döner başlıklı klemp bulunmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Nurdan ÇETİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0

Döküm Tarihi : 12/01/2021 13:51:00

İstem Tarihi : 12/01/2021

Bölüm Adı : Periton Diyaliz Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-016678

NF1027 PERİTON DİYALİZ KATETERİ İÇİN, BAĞLANTI ADAPTÖRÜ (TİTANYUM)

CAPD Kateter Adaptörü (Titanyum)

- Titanyumdan yapılmış, tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Nurdan ÇETİN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi